

Титраторы Фишера SILab

Линейка титраторов Фишера SILab включает кулонометрический титратор СКФ, волюмометрический титратор VKF и комбинированный титратор VCKF, объединяющий функции волюмометрического и кулонометрического титратора. Кулонометрическая ячейка имеет съемную диафрагму.

Вся продукция марки SILab проходит всесторонний контроль качества в отделе технического контроля в Санкт-Петербурге. Только полностью удовлетворяющие требованиям безопасности и заявленным техническим характеристикам приборы отгружаются потребителю.

Титраторы SILab могут использоваться в фармацевтических, экологических, заводских лабораториях, а также в лабораториях нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, учебных и научных учреждений. Для заказа доступен валидационный пакет IQ/OQ.

ПРИБОРЫ ВНЕСЕНЫ
В ГОСРЕЕСТР СИ



VCKF

VKF

СКФ

Преимущества

- ✓ Базовые датчики в комплекте поставки;
- ✓ Интуитивно понятный интерфейс управления;
- ✓ Титраторы **VKF** и **VCKF** имеют внешний модуль для бесконтактной смены реагента с держателями бутылей, что позволяет минимизировать контакт человека с вредным реактивом Фишера;
- ✓ Поддержка объемного и весового ввода образца, расчет результата в mg , mg/L , %, ppm;
- ✓ Управление может осуществляться через встроенный интерфейс или через ПК;
- ✓ Программное обеспечение для ПК позволяет проводить экспорт данных в форматах: xml, txt.

Основные характеристики

Модель	СКФ	VKF	VCKF
Диапазон определения воды	от 0.01 до 20 мг	от 0.1 до 250 мг	от 0.1 до 250 мг от 0.01 до 20 мг
Воспроизводимость	≤ 3%		
Разрешение	1 мкг	0.1	0.1 мг / 1 мкг
Кол-во шагов дозирования на объем бюретки	—	14 000	
Управление	Встроенный интерфейс, на базе кнопок и монохромного дисплея + управление через ПК (RS-232, USB)		



Контакты:

Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, к. 2, лит. А, офис 9.08

☎ +7 (812) 327-37-00

✉ lc@labconcept.ru