

## ТИТРАТОРЫ ФИШЕРА SILAB

Линейка титраторов Фишера SILab включает кулонометрический титратор СКФ, волюмометрический титратор VKF и комбинированный титратор VCKF, объединяющий функции волюмометрического и кулонометрического титратора. Кулонометрическая ячейка имеет съемную диафрагму.

Вся продукция марки SILab проходит всесторонний контроль качества в отделе технического контроля в Санкт-Петербурге. Только полностью удовлетворяющие требованиям безопасности и заявленным техническим характеристикам приборы отгружаются потребителю.

Титраторы SILab могут использоваться в фармацевтических, экологических, заводских лабораториях, а также в лабораториях нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, учебных и научных учреждений. Для заказа доступен валидационный пакет IQ/OQ.



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Базовые датчики в комплекте поставки.
- Интуитивно понятный интерфейс управления.

Титраторы **VKF** и **VCKF** имеют внешний модуль для бесконтактной смены реагента с держателями бутылей, что позволяет минимизировать контакт человека с вредным реагентом Фишера.

Поддержка объемного и весового ввода образца, расчет результата в mg, mg/L, %, ppm.

Управление может осуществляться через встроенный интерфейс или через ПК.

Программное обеспечение для ПК позволяет проводить экспорт данных в форматах: xml, txt.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		
СКФ	VKF	VCKF
Диапазон определения воды		
от 0,01 до 20 мг	от 0,1 до 250 мг	от 0,1 до 250 мг от 0,01 до 20 мг
Воспроизводимость		
≤3%		
Разрешение		
1 мкг	0,1 мг	0,1 мг; 1 мкг
Кол-во шагов дозирования на объем бюретки		
–	14 000	
Управление		
Встроенный интерфейс, на базе кнопок и монохромного дисплея + управление через ПК (RS-232, USB)		



### Контакты:

Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., д. 15, к. 2, лит. А, офис 9.02,  
lc@labconcept.ru, (812) 327-37-00  
labconcept.ru

v2